


Prérequis CS 3D Imaging Premium

Configuration logicielle requise

- À partir de CS Imaging Suite 3.14.0.46 / Imagerie CS 8.0.32 / CS Imagerie 3D 3.10.65
- Version de Windows activement prise en charge par Microsoft

CS 3D Imaging Premium prérequis de l'utilisateur

- Chaque utilisateur doit être **connecté** à CS 3D Imaging avec un **compte Carestream Dental** (alias CSD SSO)
- L'e-mail du CSD SSO **doit avoir droit** à Premium
- **Lorsque vous commencez un essai ou achetez le service Premium**, assurez-vous que **l'adresse e-mail fournie est la même** que celle utilisée lors de la création de votre SSO CSD et celle utilisée pour vous connecter



*Remarque = si vous vous connectez à CS Imaging et cochez « **Keep-me logged in** », vous serez automatiquement connecté à CS 3D Imaging, puis à ShareMyCase.*

Exigences relatives à l'utilisateur « correspondant » (destinataire de « Share My Case »)

- **Lors de la réception d'un cas**, le destinataire doit créer/se connecter à un compte Carestream Dental pour télécharger le CS 3D Imaging Share Viewer et le cas partagé
- Assurez-vous de créer/vous connecter avec la même adresse e-mail que celle utilisée par l'expéditeur
- Pas besoin de se connecter au viewer de CS 3D Imaging Share
- Le poste de travail doit répondre aux prérequis de configuration pour CS 3D Imaging Premium.

Remarque = CS 3D Imaging Share Viewer (Share Viewer) doit être téléchargé pour examiner un cas partagé. Le viewer et CS 3D Imaging ne peuvent pas fonctionner simultanément sur la même station. Veuillez fermer CS 3D Imaging pour ouvrir le viewer et visualiser le cas partagé par l'expéditeur et vice versa.

Configuration requise pour la station de travail hébergeant CS 3D Imaging Premium

- Processeur : processeur Intel i5 de 12e génération ou supérieur
- RAM : 8 Go de mémoire (16 Go si vous utilisez MAR)
- Carte graphique : Carte graphique dédiée avec 1 Go de mémoire prenant en charge OpenGL v3.2 pilotes à jour pour la compatibilité OpenGL