



CS Imaging version 8

Présentation de la nouvelle version client/serveur

Installation facile. Entretien facile. Mises à jour faciles.

Le logiciel d'imagerie dernier cri de Carestream Dental, CS Imaging version 8, est désormais livré avec un serveur d'imagerie qui centralise les services de configuration, d'activation et de déploiement des licences, ce qui facilite l'installation, la maintenance et la mise à jour du logiciel pour le personnel technique. Le serveur d'imagerie répond également aux besoins des clients d'entreprise tels que les organisations de services dentaires (DSO), les grands cabinets dentaires ou les hôpitaux. De nouvelles fonctionnalités DICOM ont également été ajoutées. Enfin, en tant que logiciel entièrement numérisé, sans DVD et sans papier, cette nouvelle version de CS Imaging version 8 est plus respectueuse de l'environnement.

Pour le personnel technique

1 Une configuration centralisée



- Utilisez un seul outil pour configurer les services d'imagerie et DICOM et pour configurer facilement la sauvegarde automatique quotidienne de la base de données du patient sur le serveur d'imagerie.
- Simplifiez la configuration du client et déplacer facilement le référentiel d'images si nécessaire, car le chemin du référentiel est configuré sur le serveur uniquement.
- Gardez le contrôle de l'installation et de la configuration en configurant la base de données en 15 minutes environ.

2 Activation de licence centralisée



- Gagnez du temps grâce à l'activation logicielle réservée aux serveurs. Désormais, les licences flottantes partagées facilitent le partage entre les postes de travail.
- Activez la licence une seule fois sur le serveur, quel que soit le nombre de PC.
- Finalisez l'installation du cabinet même sans voucher d'activation grâce à une période de grâce de 30 jours limitée à un poste client simultanément avec CS Imaging.

3 Fonctionnement amélioré



- Migration sécurisée des données grâce à de nouveaux outils de migration des données* vous aidant à mettre à niveau le logiciel en toute sécurité.
- Soyez informé des défaillances des données de migration grâce aux outils de migration qui incluent des contrôles de sécurité ; les données sont automatiquement isolées afin de permettre des réparations lorsque cela est possible.

* Non pertinent dans un environnement DPMS

4 Une intégration inchangée



- L'intégration entre le logiciel de gestion de cabinet dentaire (DPMS) et CS Imaging reste inchangée, ainsi que le référentiel de fichiers d'images où les images sont stockées et partagées.
- Aucune migration de la base de données n'est requise lorsque l'imagerie est intégrée à un DPMS.

Pour l'utilisateur final

5 Des clients d'imagerie faciles à installer et à mettre à jour



- Installez facilement une station client supplémentaire à partir du serveur central de déploiement.
- Disposez toujours du poste de travail client le plus à jour avec des mises à jour automatiques.

6 Accéder aux dernières technologies d'imagerie



- CS Imaging 8 est le seul logiciel qui prend en charge nos dernières technologies et produits extra-oraux, y compris l'Édition Evo des gammes CS 8100, CS 8200 3D et CS 9600.
- A l'avenir, tous nos nouveaux produits seront disponibles uniquement avec CS Imaging 8.

Pour les entreprises

7 Gestion améliorée



- Répond plus efficacement aux besoins spécifiques des organisations de services dentaires (DSO), des grands cabinets et des hôpitaux.
- Prend en charge jusqu'à 100 utilisateurs simultanés par serveur d'imagerie.
- Installe CS Imaging en mode silencieux et c'est compatible avec les systèmes d'installation de logiciels (par ex. Microsoft SCCM)
- Gestion centralisée la base de données du serveur SQL par le propriétaire informatique d'entreprise.
- Fait fonctionner le serveur d'imagerie sur une machine virtuelle.

Pour l'environnement DICOM

8 Nouvelles fonctionnalités de transfert automatique et de purge automatique



- Pour les utilisateurs qui souhaiteraient enregistrer les images nouvellement acquises sur le PACS, nous offrons la possibilité de transférer automatiquement les images vers le PACS.
- Les images stockées sur le PACS peuvent également être automatiquement purgées de CS Imaging si elles sont sauvegardées sur le PACS.
- Configurer le CS 9600 en mode dentaire dans un environnement PACS sans liste de travail, cela permet une flexibilité dans la création d'un dossier patient à partir de n'importe quel poste CS Imaging.

Pour la planète

9 Solution dématérialisée sans papier



- Réduit l'impact sur l'environnement. CS Imaging n'a plus besoin de DVD et il n'y a plus de documentation imprimée.
- Téléchargez le logiciel facilement.
- Accédez à la documentation CS Imaging au format numérique dans le logiciel ou en ligne.
- Réduisez les contacts physiques avec cette solution logicielle.

Pour en savoir plus sur le nouveau serveur d'imagerie sur CS Imaging version 8, appelez votre Représentant commercial Carestream Dental.