



CS Imaging versión 8

Introducción a la nueva versión cliente/servidor

Instalación fácil. Mantenimiento sencillo. Actualizaciones rápidas.

CS Imaging versión 8, el software de imágenes de vanguardia de Carestream Dental, incluye ahora un servidor que centraliza la configuración, la activación de licencias y la implementación de servicios, lo que hace que el software sea más fácil de instalar, mantener y actualizar para el personal técnico. El servidor del sistema de adquisición de imágenes también cubre las necesidades de clientes de empresas como organizaciones de servicios dentales (dental service organizations, DSO), grandes consultas odontológicas u hospitales. También se han añadido nuevas características DICOM. Por último, como software totalmente digitalizado (sin DVD y sin papel), esta nueva versión 8 de CS Imaging es aún mejor para el planeta.

Para el personal técnico

1 Configuración centralizada



- Única herramienta para configurar los servicios de adquisición de imágenes y DICOM y configurar fácilmente la copia de seguridad diaria automática de la base de datos de pacientes en el servidor de adquisición de imágenes.
- Permite simplificar la configuración del cliente y mover fácilmente el repositorio de imágenes si es necesario, ya que la ruta del repositorio está configurada únicamente en el servidor.
- Permite mantener el tiempo de instalación y configuración bajo control configurando la base de datos en aproximadamente 15 minutos.

2 Activación de la licencia centralizada



- Permite ahorrar tiempo con la activación del software solo del servidor ahora que las licencias flotantes compartidas facilitan la compartición entre las estaciones de trabajo.
- Se puede activar la licencia solo una vez en el servidor, sea cual sea el número de ordenadores.
- La instalación de la consulta se finaliza incluso sin un cupón de activación gracias a un periodo de gracia de 30 días limitado a una estación de cliente simultánea con CS Imaging.

3 Capacidad de servicio mejorada



- Migración de datos con nuevas herramientas* que le ayudan a actualizar el software de forma segura.
- Se le informará de los fracasos de los datos de migración gracias a herramientas de migración que incluyen comprobaciones de sanidad; los datos se ponen en cuarentena automáticamente para permitir la reparación cuando sea posible.

* No es relevante en un entorno de DPMS

4 Integración sin cambios



- La integración entre el software de gestión de la consulta odontológica (DPMS) y CS Imaging permanece sin cambios, así como el repositorio de archivos de imágenes donde se almacenan y comparten las imágenes.
- No se requiere migración de la base de datos cuando la adquisición de imágenes está integrada con un DPMS.

Para el usuario final



5 Es fácil instalar y actualizar clientes del sistema de adquisición de imágenes

- Se puede instalar fácilmente una estación de cliente adicional desde el servidor de despliegue central.
- Se dispone siempre de la estación de trabajo más actualizada con actualizaciones automáticas.



6 Acceso a las últimas tecnologías de adquisición de imágenes

- CS Imaging 8 es el único software que da soporte a nuestras últimas tecnologías y productos extraorales, incluida la edición Evo de las familias CS 8100, CS 8200 3D y CS 9600.
- A medida que avancemos, todos nuestros nuevos productos solo estarán disponibles para CS Imaging 8.

Para las empresas



7 Gestionabilidad mejorada

- Aborda las necesidades específicas de las organizaciones de servicios dentales (dental service organizations, DSO), consultorios de grupos grandes y hospitales de forma más eficiente.
- Admite un máximo de 100 usuarios simultáneos por servidor del sistema de adquisición de imágenes.
- Instalación silenciosa de CS Imaging; además, es compatible con sistemas de instalación del software (p. ej.: Microsoft SCCM).
- Gestione de forma centralizada la base de datos de servidor SQL por el propietario de TI de la empresa.
- Posibilidad de ejecutar el servidor del sistema de adquisición de imágenes en una máquina virtual.

Para el entorno DICOM



8 Nuevas funciones de transmisión y de eliminación automáticas

- Para los usuarios que desean guardar imágenes recién adquiridas en PACS, ofrecemos la posibilidad de transferir automáticamente las imágenes al PACS.
- Las imágenes almacenadas en PACS también pueden eliminarse automáticamente de CS Imaging si se guardan en PACS.
- Es posible configurar el CS 9600 en modo dental en un entorno PACS sin lista de trabajo. Esto permite flexibilidad en la creación de un registro del paciente de cualquier estación de CS Imaging.

Para el planeta



9 Solución desmaterializada sin papel

- Reduce el impacto sobre el medio ambiente. CS Imaging ya no requiere DVD y no hay más documentación impresa.
- Fácil descarga del software.
- Acceso a la documentación de CS Imaging en formato digital en el software o en Internet.
- Esta solución limita los puntos de contacto físicos.

Para obtener más información sobre el nuevo servidor del sistema de adquisición de imágenes en la versión 8 de CS Imaging, llame al Representante de ventas de Carestream Dental.